

## D1008/D1008E

## 掌上离心机



## 应用

掌上离心机是快速离心，微量过滤，细胞分离以及其他许多常规实验室操作程序的理性选择

## 特点优势

- 操作方便，开盖即停，合盖即转，最高7000 rpm
- 运行平稳安静（噪音 $\leq 45$ dB）
- 在数秒内完成加速和刹车
- 卡扣式转子，更安全，耐磨损
- 兼容 2mLx8转子和 PCR8排管x4 转子
- 可徒手拆卸转子，快捷方便

技术参数	D1008	D1008E
最高转速	7000rpm	5000rpm
最大相对离心力	2680 $\times$ g	1360 $\times$ g
转子容量	0.2/0.5/1.5/2mL $\times$ 8 0.2mL $\times$ 32支PCR管 或0.2mL $\times$ 4支PCR8联管	0.2/0.5/1.5/2mL $\times$ 8 0.2mL $\times$ 32支PCR管 或0.2mL $\times$ 4支PCR8联管
运行时间	连续运行	连续运行
电机类型	直流电机	直流电机
功率	AC100-240V/50Hz/60Hz 20W	AC100-240V/50/60Hz 20W
噪声	$\leq 45$ dB	$\leq 45$ dB
外形尺寸[长 $\times$ 宽 $\times$ 高]	160x170x122mm	160x170x122mm
重量	0.5kg	0.5kg

## 适配转子

## A4-PCR8P 货号19201165

最高转速:7000rpm  
最大相对离心力:2680 $\times$ g  
转子容量: 0.2 mL $\times$ 32 PCR管,  
0.2 mL $\times$ 4 PCR 8联管  
转子材质: 高强度塑料  
转子适配器: SA02P2, SA05P2



## A8-2P 货号19201164

最高转速:7000rpm  
最大相对离心力:2680 $\times$ g  
转子容量:2mL/1.5mL $\times$ 8,  
0.2mL $\times$ 8,0.5mL $\times$ 8  
转子材质: 高强度塑料  
转子适配器: SA02P2, SA05P2



## 适用适配器

## SA02P2 货号19400029

2mL转0.2mL转子适配器,  
用于A8-2P转子,  
8件/包



## SA05P2 货号19400026

2mL转0.5mL转子适配器,  
用于A8-2P转子,  
8件/包

